

- 2-(4-benzoyl-3-hydroxyfenoxi) etyl akrylát
 - iniciátor azobisisobutyronitril (AIBN)
 - etylénglykol dimetakrylátu
 - hydroxyetyl metakrylátu
 - metyl methakrylát
- Priepustnosť svetla: Pozri diagram (N)
 Index lomu: 1.460
 Optický dizajn: Asférické modely: Vyrovnané kónické biastérické s pomerom zadná/predná časť 1:1. Spoločnosť Lenstec nevytvára vnútročné šošovky Softec HDY™ s plano-konvexným alebo meniskovým optickým dizajnom. POZNÁMKA: Každá z asférických vnútročných šošoviek Softec HDY™ je vyrobená ako „asféricky neutrálna,“ a tak nespôsobuje žiadnu aberáciu optického systému.

DÁTUM EXPIRÁCIE

Dátum expirácie uvedený na obale šošoviek znamená dátum expirácie sterility. Nepoužívajte vnútročné šošovky po dátume expirácie.

ZÁSADY VRÁTENIA

Pokiaľ ide o zásady vrátenia tovaru, informujte sa u zástupcu spoločnosti Lenstec. Šošovky vráťte so všetkými identifikačnými údajmi a dôvodom vrátenia. Balíček označte ako biologicky nebezpečný odpad.

ZHRNUTIE BEZPEČNOSTNÝCH A KLINICKÝCH POSTUPOV:

SSCP je dostupné v európskej databáze zdravotníckych pomôcok (EUDAMED), kde je prepojené so základným UDI. Webová lokalita EUDAMED-u je dostupná tu <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

REGISTRÁCIA PACIENTOV A HLÁSENIA


Súčasťou balíčka je identifikačná kartička pacienta. Kartičku vyplňte a odovzdajte pacientovi spolu s pokynmi. Kartičku by si mal uložiť ako trvalý záznam pre každého praktického očného lekára, ktorý ho bude vyšetřovať. Súčasťou dodávky sú samolepiace identifikačné štítky, ktoré sa používajú na identifikačnú kartu pacienta a ďalšie klinické záznamy.

Nežiaduce udalosti/reklamácie, ktoré sa dajú prisudzovať ako súvisiace s šošovkami, a ktoré sa predtým nedali predpokladať, čo sa týka druhu, závažnosti a stupňa výskytu, sa majú hlásiť príslušnému úradu členského štátu EÚ a spoločnosti Lenstec, Airport Commercial Centre, Pilgrim Road, Christ Church, Barbados: Tel: +1 246-420-6795 • Fax: +1 246-420-6797; Email: feedback@lenstec.com, alebo kontaktujte svojho zástupcu spoločnosti Lenstec.

BIBLIOGRAFIA (O)

IMPLANTAČNOU KARTOU

- Všetky polia na ID karte musia byť vyplnené zdravotníckym úradom/poskytovateľom.
- Zdravotnícke zariadenie / poskytovateľ zdravotníckych služieb nesú zodpovednosť za prilepenie nálepky s vyleptaným logom „LENSTEC“ na zadnej (nepotlačenej) strane ID karty pacienta a predanie tejto položky pacientovi ako záznamu o implantácii.



- ¹ Holladay, J. Quality of Vision: essential optics for the cataract and refractive surgeon. Pgs 27-35
- ² Pandey SK, Apple DJ, et al. Posterior Capsule Opacification: A Review of the Aetiopathogenesis, Experimental and Clinical Studies and Factors for Prevention. Indian J Ophthalmol 2004;52:99-112
- ³ Apple DJ, Kleinmann G, et al. A new classification of calcification of intraocular lenses. Ophthalmology. Jan 2008, Volume 115, Issue 1, Pages 73-79

http://www.lenstec.com
ISO 13485 Registered Company

LENSTEC (BARBADOS) INC., Airport Commercial Centre, Pilgrim Road, Christ Church BB17092, Barbados

+1 (246) 420-6795 +1 (246) 420-6797 lenstecbarbados@lenstec.com

CMI spol. s r.o. Trenčianska 47,821 09 Bratislava, Slovakia

+421 (2) 52631441 +421 (2) 52922882 lenstec@cmi.sk


UK SALES: LENSTEC (BARBADOS) INC., Lenstec House, Unit 8, Mariner Court, Calder Park, Wakefield, WF4 3FL, UK

+44 (0) 1924 382 678 +44 (0) 1924 350 454 lenstecuk@lenstec.com

WORLD HEADQUARTERS: LENSTEC, INC., 1765 Commerce Ave N, Saint Petersburg, Florida 33716, U.S.A.

+1 (727) 571-2272 +1 (727) 571-1792 lenstec@lenstec.com

Softec HDY



CE
2797



PKI42 Rev 1
CS/SK

DD-MM-YYYY

BASIC UDI

Softec HDY: 08443690SOFTECHDYPX



Sterilized using steam



Do not reuse



Do not resterilize



Do not use if damaged



Caution. Consult accompanying documents



Rx only

MODEL	POWERS (D)	TOLERANCES (D)	INCREMENT (D)	ACCESSORIES
<p>SOFTEC HDY™</p>	+5.0 to +10.0	±0.25	1.0	<p>I9011S Reusable Injector LC16, Cart4SS +5.0D to +26.0D</p> <p>Disposable Injector LC16I +5.0D to +26.0D</p> <p>LC24 +5.0D to +36.0D</p>
	+10.5 to +14.5	±0.25	0.5	
	+15.0 to +25.0	±0.11	0.25	
	+25.5 to +30.0	±0.25	0.5	
	+31.0 to +36.0	±0.5	1.0	

